

Anti-Atg10 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9H0Y0

품목 번호: CM0008394

소개

인간 ATG10에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 ATG10과 반응하므로 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATG10 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
종	인간
유전자ID (인간)	83734
유전자ID	83734
면역원	인간 ATG10 (Q9H0Y0)의 아미노산 121-220번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9H0Y0
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스팩