


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atg12 다클론 항체 - O94817

품목 번호: CM0014212



소개

사람 ATG12 (오토파지 관련 단백질 12)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 오토파지 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG12 Rabbit pAb
비고/별칭	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
종	사람 (Human)
GeneID	9140
면역원	사람 ATG12 (NP_004698.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클론 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O94817
단백질 크기	15kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)