


Wb, Elisa용 Anti-Atg12 Rabbit Monoclonal Antibody - O94817

품목 번호: CM0002160



소개

Western blot 및 ELISA용 인간 ATG12 (APG12L)에 대한 토끼 단일클론 항체. 인간 및 마우스 샘플과의 교차 반응성을 통해 오토파지 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG12 Rabbit mAb
비고/별칭	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9140
유전자 ID	9140
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Apg12 (O94817)의 아미노산 41-140 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O94817
단백질 분자량(Protein Weight)	15 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)