


Anti-Atg12 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

품목 번호: CM0007028



소개

이 ATG12 토끼 단일클론 항체는 WB, IHC-P, IP, ELISA에서 인간 및 마우스 ATG12 단백질(15 kDa)을 검출합니다. 오토파지 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ATG12 Rabbit mAb
비고/별칭	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
종(Species)	Human
GeneID (Human)	9140
GeneID	9140
면역원(Immunogen)	인간 ATG12 (NP_004698.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	O94817
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)