


Anti-Atg13 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O75143

품목 번호: CM0017636



소개

ATG13 (UniProt O75143)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 ATG13과 교차 반응합니다. 오토파지 및 미토파지 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	ATG13 Rabbit pAb
비고/별칭	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9776
유전자 ID	9776
면역원	사람 ATG13 (NP_001136145.1)의 아미노산 281-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75143
단백질 분자량	57 kDa
배송	아이스백