

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atg14 폴리클로날 항체 - Q6Zne5

품목 번호: CM0028676



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Human ATG14 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 55 kDa의 Beclin1-연관 자가포식 조절자를 검출하며, 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG14 Rabbit pAb
비고/별칭	ATG14L; BARKOR; KIAA0831; ATG14
종	인간
GeneID (인간)	22863
GeneID	22863
면역원	인간 ATG14 (NP_055739.2)의 아미노산 340-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6ZNE5
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백