

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atg16L1 다클론 항체 - Q676U5

품목 번호: CM0013560



소개

자가포식에 중요한 ATG16L1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 자가포식 및 선천면역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ATG16L1 토끼 pAb
비고/별칭	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
종	인간
GeneID	55054
면역원	인간 ATG16L1의 아미노산 200-300 영역 내 합성 펩타이드(NP_110430.5)
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q676U5
단백질 분자량	68kDa
배송	얼음팩