

Anti-Atg16L1 폴리클론항체 - Q676U5

품목 번호: CM0021794



소개

인간 ATG16L1 (SWISS: Q676U5)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), ELISA 검증 완료. 마우스, 래트와 교차반응. 자가포식 및 염증 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATG16L1 토끼 pAb
비고/별칭	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
종	인간
GeneID	55054
면역원	인간 ATG16L1 (NP_110430.5)의 아미노산 90-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q676U5
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백