

Wb, Elisa용 Anti-Atg16L1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q676U5

품목 번호: CM0009550



소개

사람 ATG16L1을 표적으로 하는 재조합 래빗 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 사람 및 마우스 종과 반응합니다. 자가포식 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KO 검증] ATG16L1 Rabbit mAb
비고/별칭	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
종	사람
GeneID (사람)	55054
GeneID	55054
면역원	재조합 단백질 사람 ATG16L1 (Q676U5)의 아미노산 6-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	래빗
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q676U5
단백질 분자량	68 kDa
배송	아이스백