

Wb 및 Elisa용 Anti-Atg16L2 다클론 항체 - Q8Naa4

품목 번호: CM0014942

소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 ATG16L2 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 샘플에 반응합니다. 자가포식 및 상피 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG16L2 토끼 pAb
비고/별칭	WDR80; ATG16B; ATG16L2
종	인간
GeneID (인간)	89849
GeneID	89849
면역원	인간 ATG16L2(NP_203746.1)의 아미노산 1-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NAA4
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩