

Wb, Elisa용 항Atg2A 다클론 항체 - Q2Taz0

품목 번호: CM0026572



소개

인간 ATG2A(BLTP4A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다.

오토파고좀 생합성과 지질 방울 조절에서 핵심 지질 전달 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATG2A 토끼 pAb
비고/별칭	BLTP4A; ATG2A
종	인간
GeneID (인간)	23130
GeneID	23130
면역원	인간 ATG2A(NP_055919.2)의 아미노산 700-800 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q2TAZ0
단백질 분자량	213kDa
배송 방식	아이스백