

Wb, Elisa용 Anti-Atg2B 폴리클론항체 - Q96By7

품목 번호: CM0027560

소개

사람 ATG2B에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 사람, 마우스, 래트와 반응함. ATG2B는 자가포식 및 지질 방출 조절에 필수적이므로, 이 항체는 세포 대사 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ATG2B Rabbit pAb
비고/별칭	BLTP4B; C14orf103; ATG2B
종	사람
GeneID (Human)	55102
GeneID	55102
면역원	사람 ATG2B (NP_060506.5)의 아미노산 1360-1600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q96BY7
단백질 분자량	233kDa
배송	아이스백