


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Atg3 토끼 단클론 항체 - Q9Nt62

품목 번호: CM0002041



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 인간, 마우스, 래트 ATG3 검출에 대해 검증된 항ATG3 토끼 단클론 항체입니다. 높은 특이성으로 신뢰할 수 있는 자가포식 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ATG3 토끼 mAb
비고/별칭	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
종	인간
유전자ID (인간)	64422
면역원	인간 Apg3(Atg3)/(Q9NT62)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NT62
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백