


Anti-Atg3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nt62

품목 번호: CM0029201



소개

인간 ATG3에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 가지며, 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATG3 Rabbit pAb
비고/별칭	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
종	인간
GeneID (human)	64422
GeneID	64422
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NT62
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백