

Anti-Atg4A 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Wyn0

품목 번호: CM0023520



소개

인간 ATG4A에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. ATG8 처리에 관여하는 자가포식 시스테인 프로테아제를 표적으로 하며 자가포식 연구에 적합합니다. SWISS: Q8WYN0.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] ATG4A 토끼 pAb
별칭	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
종	인간
유전자 ID (인간)	115201
면역원	인간 ATG4A (NP_443168.2)의 아미노산 289-398번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS 수탁 번호	Q8WYN0
예측 분자량	45kDa
배송 조건	아이스백