

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atg4A 토끼 다클로날 항체 - Q8Wyn0

품목 번호: CM0020530



소개

인간 시스테인 프로테아제 ATG4A (APG4A/AUTL2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 (aa 210-398)으로 면역시켰습니다. 오토파지 및 탈지질화 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG4A Rabbit pAb
비고/별칭	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
종	인간
GeneID (인간)	115201
GeneID	115201
면역원	인간 ATG4A (NP_443168.2)의 아미노산 210-398에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8WYN0
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩