


Wb, Elisa용 항-Atg4B 다클론 항체 - Q9Y4P1

품목 번호: CM0028791



소개

주요 오토파지 프로테아제인 인간 ATG4B(APG4B, AUTL1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 오토파지, 미토파지 및 ATG8 접합 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ATG4B 토끼 pAb
비고/별칭	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
종	인간
유전자 ID (인간)	23192
유전자 ID	23192
면역원	인간 ATG4B (NP_037457.3)의 아미노산 1-393에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y4P1
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백