


Wb, If, Elisa용 Anti-Atg4B 토끼 단일클론 항체 - Q9Y4P1

품목 번호: CM0004589



소개

WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ATG4B (Q9Y4P1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

오토파지(자가포식), 미토파지 및 ATG8 처리를 연구하는데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG4B Rabbit mAb
비고/별칭	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23192
GeneID	23192
면역원(Immunogen)	인간 ATG4B (Q9Y4P1)의 아미노산 200-300 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9Y4P1
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백