

Wb, Elisa용 항-Atg4C 다클론 항체 - Q96Dt6

품목 번호: CM0027946

소개

인간 ATG4C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. ATG4C는 오토파지에 필수적인 시스테인 프로테아제로 ATG8 단백질을 처리합니다. 오토파지 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG4C 토끼 pAb
비고/별칭	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
종	인간
유전자ID (인간)	84938
유전자ID	84938
면역원	인간 ATG4C (NP_116241.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96DT6
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백