

Wb 및 Elisa용 Anti-Atg4D 폴리클로날 항체 - Q86Tl0

품목 번호: CM0030284

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-ATG4D 폴리클로날 항체로, 인간 및 쥐 ATG4D와 반응합니다. 오토파지에 관여하는 시스테인 프로테아제이며, 오토파지 및 세포자멸사 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG4D Rabbit pAb
비고/별칭	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84971
유전자 ID	84971
면역원(Immunogen)	제조합 단백질: 인간 ATG4D (NP_116274.3)의 아미노산 265-474에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	Q86Tl0
단백질 분자량	53kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)