

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Atg4D 토끼 다클론 항체 - Q86TL0

품목 번호: CM0021021

소개

인간 ATG4D(APG4D/AUTL4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. ATG4D는 자가포식과 미토파지에 필수적인 시스테인 단백질분해효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATG4D 토끼 pAb
비고/별칭	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
종	인간
유전자ID (인간)	84971
유전자ID	84971
면역원	인간 ATG4D(NP_116274.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q86TL0
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백