


Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Atg5 단일클론 항체 - Q9H1Y0

품목 번호: CM0002087



소개

WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA용 KO 검증된 항-ATG5 토끼 단일클론 항체. 종 반응성: 인간, 마우스, 쥐. 자가포식(autophagy), 세포 사멸 및 림프구 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO 검증됨] ATG5 토끼 mAb
비고/별칭	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
종	인간
유전자 ID (인간)	9474
유전자 ID	9474
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9H1Y0
단백질 무게	32kDa
배송	아이스팩