

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Atg7 폴리클로날 항체 - O95352

품목 번호: CM0025806

소개

인간 ATG7 (O95352)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 샘플에서의 오토파지 연구, 미토파지 및 바이오마커 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	ATG7 Rabbit pAb
비고/별칭	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10533
면역원(Immunogen)	인간 ATG7 (NP_001129503.2)의 아미노산 500-676에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O95352
단백질 분자량(Protein Weight)	78kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)