

Wb, Elisa용 Anti-Atg8 Rabbit Polyclonal Antibody - Q7Xy24

품목 번호: CM0021783

소개

밀 ATG8에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 애기장대, 옥수수 및 밀과 반응함. 식물의 자가포식 연구에 적합함.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ATG8 Rabbit pAb
종	Triticum aestivum (보통밀)
면역원	Triticum aestivum ATG8 (Q7XY24)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana (애기장대), Zea mays (옥수수), Triticum aestivum (보통밀)
SWISS	Q7XY24
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백