


Wb용 Anti-Atg9A 폴리클로날 항체 - Q7Z3C6

품목 번호: CM0026812



소개

재조합 면역원(aa 180-290)을 사용하여 제작된 고품질의 토끼 ATG9A 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 ATG9A를 검출합니다. 오토파지 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	ATG9A Rabbit pAb
비고/별칭	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	79065
유전자 ID	79065
면역원	인간 ATG9A (NP_076990.4)의 아미노산 180-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q7Z3C6
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스 팩