


Anti-Atg9B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q674R7

품목 번호: CM0027013



소개

인간 ATG9B에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합합니다. 자가포식 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATG9B Rabbit pAb
비고/별칭	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
종	인간
유전자 ID	285973
면역원	인간 ATG9B (NP_001303985.1)의 아미노산 715-924에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q674R7
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스백