

Anti-Atl2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

품목 번호: CM0019167

소개

ATL2 토끼 폴리클론항체는 인간, 마우스, 래트와 교차반응하며, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 소포체 네트워크 유지 및 GTP-의존성 막 융합 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATL2 Rabbit pAb
비고/별칭	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
종	인간
GeneID	64225
면역원	인간 ATL2 (NP_001129145.1)의 아미노산 390-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NHH9
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백