


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atl3 토끼 다클론 항체 - Q6Dd88

품목 번호: CM0015628



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 ATL3(Atlastin-3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 소포체(ER) 동역학 및 막 융합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATL3 토끼 pAb
비고/별칭	HSN1F; ATL3
종	인간
유전자 ID(인간)	25923
유전자 ID	25923
면역원	인간 ATL3(NP_056274.3)의 아미노산 360-440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q6DD88
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩