

Wb, Elisa용 항-Atm 토끼 다클론 항체 - Q13315

품목 번호: CM0028845



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ATM 토끼 pAb입니다. DNA 이중가닥 절단을 감지하고 세포주기 체크포인트를 조절하는 351 kDa 세린/트레오닌 키나아제인 인간 ATM을 검출합니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATM 토끼 pAb
비고/별칭	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
종	인간
유전자ID (인간)	472
유전자ID	472
면역원	인간 ATM (NP_000042.3)의 아미노산 1900-2000 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13315
단백질 분자량	351kDa
배송	아이스팩