

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Atm 토끼 다클론 항체 - Q13315

품목 번호: CM0014127



소개

ATM 토끼 다클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA를 통해 인간 및 쥐의 ATM(Q13315)을 검출합니다. DNA 손상 반응, 체크포인트 신호 전달, 종양 억제의 핵심인 세린/트레오닌 키나아제입니다. 유전체 안정성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATM 토끼 pAb
비고/별칭	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1; ATM
종	인간
유전자 ID (인간)	472
유전자 ID	472
면역원	재조합 단백질 ATM(NP_000042.3)의 2320-2566 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q13315
단백질 무게	351kDa
배송	아이스팩