

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atn1 다클론 항체 - P54259

품목 번호: CM0021991

소개

인간 ATN1(atrophin-1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 전사 조절 및 신경퇴행에 관여하는 125 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATN1 토끼 pAb
비고/별칭	B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1
종	인간
GeneID (인간)	1822
GeneID	1822
면역원	인간 ATN1의 아미노산 900-1040에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001007027.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54259
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스팩