

Wb, Elisa용 Anti-Atoh1 단클론 항체 - Q92858

품목 번호: CM0003063

소개

인간 ATOH1 (MATH-1)를 타겟으로 하는 고훈이성 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 신경 생성 및 난청 연구에 이상적이며, 38 kDa 밴드를 검출합니다. SWISS: Q92858.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATH1 Rabbit mAb
비고/별칭	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	474 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 ATOH1 (Q92858)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q92858
단백질 분자량(Protein Weight)	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)