

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atoh7 폴리클로널 항체 - Q8N100

품목 번호: CM0030905

소개

인간 ATOH7 (bHLHa13)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 망막 신경 세포 발달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATOH7 Rabbit pAb
비고/별칭	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
종	인간(Human)
GeneID	220202
항원(Immunogen)	인간 ATOH7 (NP_660161.1)의 아미노산 47-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8N100
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)