

Wb 및 Elisa용 Anti-Atoh8 폴리클로날 항체 - Q96Sq7

품목 번호: CM0024321

소개

인간 ATOH8(bHLH 전사 인자)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포 분화, 내피 기능 및 발달 과정 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ATOH8 Rabbit pAb
비고/별칭	HATH6; bHLHa21; ATOH8
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84913
유전자 ID	84913
면역원	합성 펩타이드: 인간 ATOH8 (NP_116216.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96SQ7
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)