

Wb 및 Elisa용 항-Atoh8 다클론 항체 - Q96Sq7

품목 번호: CM0022194

소개

인간 ATOH8 전사인자에 대한 토끼 다클론 항체입니다.
웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다.
내피세포 생물학, 발달 과정 및 유전자 조절 연구에
적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATOH8 토끼 pAb
비고/별칭	ATOH8; HATH6; bHLHa21; 단백질 아토날 동족체 8
종	인간
유전자ID	84913
면역원	인간 ATOH8 (NP_116216.2)의 아미노산 1-100 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96SQ7
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩