


Wb, Elisa용 항-Atox1 토끼 다클론 항체 - O00244

품목 번호: CM0029913



소개

인간 ATOX1(구리 수송 단백질 ATX1)에 대한 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 구리 항상성 및 항산화 방어 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATOX1 토끼 pAb
비고/별칭	ATX1; HAH1; ATOX1
종	인간
유전자ID (인간)	475
유전자ID	475
면역원	제조업 단백질 인간 ATOX1(NP_004036.1)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O00244
단백질 분자량	7kDa
배송 방식	아이스팩