

Wb 및 Elisa용 항Atp10A 다클론 항체 - O60312

품목 번호: CM0024155

소개

인간 ATP10A에 특이적인 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 막 지질 비대칭성과 세포 접착의 핵심 효소인 인지질 수송 ATPase VA를 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP10A 토끼 pAb
비고/별칭	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
종	인간
유전자ID (인간)	57194
유전자ID	57194
면역원	인간 ATP10A (NP_077816.1)의 아미노산 440-690에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
생산기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60312
단백질 분자량	168kDa
배송 방식	아이스 팩