

Wb, Elisa용 항Atp12A 다클론 항체 - P54707

품목 번호: CM0014133

소개

인간 샘플의 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 토끼 항Atp12A 다클론 항체입니다. 이온 항상성과 점액 산성화에 관여하는 116 kDa 칼륨 수송 ATPase 알파 사슬 2를 검출합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP12A 토끼 pAb
비고/별칭	HK; ATP1AL1; H-K-ATPase; ATP12A
종	인간
유전자 ID (인간)	479
유전자 ID	479
면역원	인간 ATP12A (NP_001172014.1)의 아미노산 890-980에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P54707
단백질 분자량	116kDa
배송 방법	아이스 팩