


Anti-Atp13A2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq11

품목 번호: CM0015727



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 ATP13A2 토끼 다클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 ATP13A2(~129 kDa)를 검출합니다. 파킨슨병 및 리소좀 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP13A2 Rabbit pAb
비고/별칭	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
종	Human
GeneID (인간)	23400
GeneID	23400
면역원	제조합 단백질 인간 ATP13A2 (NP_071372.1)의 아미노산 70-210에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NQ11
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩