

Wb, Elisa용 Anti-Atp1A2 단클론 항체 - P50993

품목 번호: CM0003051

소개

인간 ATP1A2(나트륨/칼륨 수송 ATPase 알파-2 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응성이 확인되었으며 WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP1A2 토끼 mAb
비고/별칭	FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2
종	인간
GeneID (인간)	477
GeneID	477
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P50993
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스 팩