

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Atp1A4 단클론 항체 - Q13733

품목 번호: CM0007234



소개

인간 ATP1A4(정자 특이 Na/K-ATPase 알파-4 서브유닛)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 정자 운동성, 수정능 획득 및 생식력 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP1A4 토끼 mAb
비고/별칭	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
종	인간
유전자ID (인간)	480
유전자ID	480
면역원	인간 ATP1A4 (NP_653300.2)의 아미노산 401-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13733
단백질 크기	19KDa/114KDa
배송	아이스백