

Anti-Atp1A4 폴리클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q13733

품목 번호: CM0014583



소개

인간 Atp1A4 (정자 특이적 Na⁺/K⁺-ATPase 알파-4 서브유닛)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 적용에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 표적 분자량은 약 114 kDa입니다. 생식 능력 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP1A4 Rabbit pAb
비고/별칭	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
종	인간
GeneID (인간)	480
GeneID	480
면역원	인간 ATP1A4 (NP_653300.2)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q13733
단백질 무게	114kDa
배송	아이스백