


Anti-Atp1B1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P05026

품목 번호: CM0025935



소개

인간 ATP1B1(나트륨/칼륨 수송 ATP아제 베타-1 서브유닛)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 이온 수송, 세포 접착 및 선천성 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ATP1B1 토끼 pAb
비고/별칭	ATP1B; ATP1B1
종	인간
유전자ID (인간)	481
유전자ID	481
면역원	인간 ATP1B1 (NP_001668.1)의 아미노산 63-303번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05026
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백