

Wb용 항-Atp1B2 토끼 다클론 항체 - P14415

품목 번호: CM0028506

소개

ATP1B2(AMOG)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 나트륨/칼륨 ATPase 기능 및 세포 접착 기전에 대한 IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP1B2 토끼 pAb
비고/별칭	AMOG; ATP1B2
종	인간
유전자 ID (인간)	482
유전자 ID	482
면역원	제조항 단백질 인간 ATP1B2(NP_001669.3)의 아미노산 68-290번 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질입니다.
소스	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14415
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩