

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Atp1B3 토끼 단클론 항체 - P54709

품목 번호: CM0003217



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 ATP1B3 토끼 단클론 항체입니다. 22 kDa 및 32 kDa 위치에서 관찰되는 밴드를 통해 인간, 생쥐 및 래트 ATP1B3(CD298/ATPB-3)을 인식합니다. 이온 수송 및 막 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	ATP1B3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD298; ATPB-3; ATP1B3
종	인간
유전자ID (인간)	483
유전자ID	483
면역원	합성 펩티드: 인간 ATP1B3 (P54709)의 아미노산 180-279 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P54709
단백질 분자량	22kDa/32kDa
배송 방법	아이스 팩