

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp23 폴리클로날 항체 - Q9Y6H3

품목 번호: CM0017831

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 ATP23 (KUB3/XRCC6BP1) 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 프로테아제 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ATP23 Rabbit pAb
비고/별칭	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	91419
Gene ID	91419
면역원(Immunogen)	인간 ATP23 (NP_150592.1)의 아미노산 1-246에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y6H3
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스백