

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Atp2B1 단일클론 항체 - P20020

품목 번호: CM0006344



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응하는 Anti-ATP2B1 토끼 단일클론 항체입니다. 칼슘 항상성, 혈압 조절, 골 무기질화 및 인슐린 민감성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP2B1 토끼 mAb
비고/별칭	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
종	인간
GeneID	490
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P20020
단백질 분자량	135 kDa
배송	아이스백