

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Atp2B1 폴리클로날 항체 - P20020

품목 번호: CM0021516



소개

ATP2B1 토끼 폴리클로날 항체(pAb)는 사람, 마우스, 쥐 샘플의 ATP2B1/PMCA1을 검출합니다. WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 칼슘 수송, 혈압 조절 및 뼈 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP2B1 Rabbit pAb
비고/별칭	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	490
유전자 ID	490
면역원	사람 ATP2B1 (NP_001673.2)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P20020
단백질 분자량	135kDa
배송	아이스백