

Anti-Atp2B2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q01814

품목 번호: CM0028421

소개

WB 및 ELISA에 적합한 고품질의 ATP2B2 (PMCA2) 표적 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 칼슘 항상성 및 청각 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ATP2B2 Rabbit pAb
비고/별칭	PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	491
GeneID	491
면역원	인간 ATP2B2 (NP_001674.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q01814
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스백