

## Wb, Elisa용 항Atp2B4 다클론 항체 - P23634

품목 번호: CM0015087



### 소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항ATP2B4 다클론 항체입니다. 세포 신호 전달 및 정자 운동성 연구에서 원형질막 칼슘 ATPase 4(PMCA4, P23634)를 표적으로 하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터       | 값                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | ATP2B4 토끼 pAb                                                        |
| 비고/별칭      | MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4                         |
| 종          | 인간                                                                   |
| 유전자ID (인간) | 493                                                                  |
| 유전자ID      | 493                                                                  |
| 면역원        | 인간 ATP2B4 (NP_001675.3)의 아미노산 1141-1205에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원         | 토끼                                                                   |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                               |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                            |
| 교차 반응성     | 마우스                                                                  |
| SWISS      | P23634                                                               |
| 단백질 분자량    | 138kDa                                                               |
| 배송 방식      | 아이스백                                                                 |